

Solutions for better hearing

Batterien

- lange Lebensdauer
- umweltschonend

audifon Batterien





audifon Solutions for better hearing

Bei audifon Batterien für Hörgeräte handelt es sich um Zink-Luft-Batterien mit langer Lebensdauer.

Batteriegröße	Farbcode	Kapazität
675	Blau	640 mAh
13	Orange	310 mAh
312	Braun	180 mAh
10	Gelb	105 mAh

Technische Angaben

- Batteriegrößen von 675 bis 10 erhältlich
- Die Haltbarkeit von audifon Hörgeräte-Batterien liegt bei optimaler Lagerung weit über dem Durchschnitt.
- Die Lebensdauer der Batterien ist abhängig von der Verstärkung sowie der Tragedauer des Hörgerätes.
- Bei Raumtemperatur lagern: Hitze und Kälte können die Lebensdauer der Batterien beeinträchtigen.

Zentrale

audifon GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 2
99625 Kölleda
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590
Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com

www.audifon.com