

Solutions for better hearing

CM-BT2

CM-BT2





audifon Solutions for better hearing

Der CM-BT2 ist ein Bluetooth-Headset System, welches Bluetooth-fähige Geräte mit dem Hörgerät des Trägers verbindet. Eingehende Audiodaten werden direkt an das Hörgerät geleitet, ausgehende Audiodaten werden über das im CM-BT2 integrierte Mikrofon an das entsprechende Endgerät weitergeleitet.

Produktspezifikation

- Kopplungsfähigkeit mit PC, Navigationssystem, Telefon und vielen weiteren Bluetooth-fähigen Geräten
- Stufenlose Einstellung der Lautstärke
- Schalldruckpegel bei Kopfhörerbetrieb: max. 118 dB
- Stromversorgung: 3,7V Li-Po Akku, Standbyzeit bis zu 120 Stunden
- Anschlüsse: 3,5-mm-Klinkenstecker für Kopfhörer

Farben

- Schwarz, Blau

Abmessung

- 79 x 48 x 19 mm

Gewicht

- ca. 49g

Lieferumfang

- Bluetooth-Headset mit Teleschlinge
- Akku
- KFZ-Ladegerät
- Netzteil
- USB-Ladekabel

Herstellergarantie

- 24 Monate ab Kaufdatum

Zentrale

audifon GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 2
99625 Kölleda
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590
Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com

 Hersteller:
HUMANTECHNIK GmbH · Im Wörth 25 · 79576 Weil am
Rhein · Deutschland
Telefon +49-7621-9568-90 · Fax +49-7621-9568-970
info@humantechnik.com · www.humantechnik.com