

Solutions for better hearing

Trocken-Etui

audifon

Trocken-Etui

- Trocknung und Schutz für Hörgeräte
- Verlängerung der Lebensdauer





audifon High-tech made in Germany

Das audifon Trocken-Etui dient zur schonenden Trocknung von Hörgeräten und Ohrpassstücken. So wird die Funktionsfähigkeit der Hörgeräte erhalten und eine lange Lebensdauer erreicht. Das Gerät ist innen mit pflegeleichtem Gummitec ausgelegt und dadurch leicht zu reinigen.

Technische Angaben

- Material: stoßfester Kunststoff, Einlage aus Gummitec
- Betrieb mit 12 V-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Leistungsdaten: 2 Watt/12 Volt
- Durchschnittliche Trockentemperatur 40 °C (104 °F), max. Temperatur bis 50 °C (122 °F) möglich

Zentrale

audifon GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 2
99625 Kölleda
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590
Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com

www.audifon.com