

Solutions for better hearing

looplink

audifon  
looplink

- Bluetooth-Zubehör
- komfortables Freisprechen mit dem Mobiltelefon
- Verbindung zu allen Bluetooth-fähigen Geräten möglich





 audifon Solutions for better hearing

Das leichte, kabellose Bluetooth-Zubehör looplink ermöglicht Hörgeräte-Trägern komfortables Telefonieren und Freisprechen mit Bluetooth-fähigen Geräten wie z.B. einem Mobiltelefon.

Das looplink kann mit Batterien AAA (Alkaline) oder entsprechenden Akkus betrieben werden. Voraussetzung für die Verwendung des looplink ist ein Mobiltelefon, das mit der Bluetooth Version 1.2/2.0 kompatibel ist. looplink wird wie eine Halskette um den Hals getragen.

#### **Technische Angaben**

- looplink ist mit Bluetooth Version 1.2/2.0-Geräten kompatibel
- Reichweite des Signals: 10 Meter
- Gewicht: 11,5 g (ohne Batterie)
- AAA-Batterien wiegen je nach Hersteller 9 g–12 g
- Standby: bis zu 500 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 15 Stunden

#### **Zentrale**

audifon GmbH & Co. KG  
Werner-von-Siemens-Straße 2  
99625 Kölleda  
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590  
Fax +49-3635-4056-589

[contact@audifon.com](mailto:contact@audifon.com)

[www.audifon.com](http://www.audifon.com)