

## ●● sueno pro ITE




- Tinnitus-Modul
- 9 Kanäle
- Bis zu 4 Programme
- Batteriewarnton
- Einschaltverzögerung
- Data Logging
- nanoShield
- Lautstärkesteller
- Option: Taster

### Technische Daten

	EN 60118-7:2005 (2cm <sup>3</sup> Kuppler)	EN 60118-0/A1:1994 (Ohrsimulator)	ANSI S3.22-2014 (2cm <sup>3</sup> Kuppler)
<b>Betriebsspannung</b>	1,30 V	1,30 V	1,30 V
<b>Stromverbrauch</b>	1,02 mA	1,02 mA	1,02 mA
<b>Batteriegröße</b>	312	312	312
<b>Durchschn. Lebensdauer (Zink-Luft)</b>	140 h	140 h	140 h
<b>Tinnitusmasker</b>			
Rauschpegel (RMS)	70	79	70
Frequenzbereich in Hz	100 Hz–8000 Hz	200 Hz–8000 Hz	100 Hz–8000 Hz

Die Kurven wurden mit einem Ohrsimulator (EN 60318-4:2010) gemäß EN 60118-0/A1:1994 in Messeinstellung ermittelt.



### Standard



### Programmierung

Kabel:	Kabel Set J oder K
Batterie:	ohne Batterie
Progr.-Box:	HI-PRO/HI-PRO 2 HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5.6

