

●● **sueno pro S**



- Tinnitus-Modul
- 9 Kanäle
- Bis zu 4 Programme
- Rocker Switch (programmierbar)
- Batteriewarnton
- Einschaltverzögerung
- Data Logging
- nanoShield


Zubehör:

- Thin Tube System

Technische Daten

EN 60118-0:2015 (2 cm³ Kuppler) & **ANSI S3.22-2014** (2 cm³ Kuppler)

Betriebsspannung	1,30 V
Rauschpegel (RMS)	70 dB
Frequenzbereich	600 Hz–6400 Hz
Stromverbrauch	1,16 mA
Batteriegröße	312
Durchschn. Lebensdauer (Zink-Luft)	120 h



- 1 Multifunktions-Tasterwippe
- 2 Batteriefach/Ein-Aus Schalter
- 3 Batteriefachverriegelung

Standard



Programmierung

Kabel:	Kabel Set H oder I
Batterie:	ohne Batterie
Progr.-Box:	HI-PRO/HI-PRO 2 HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5,8



