

# BATTERIEN

- lange Lebensdauer, leistungsstark, umweltschonend





Quecksilberfreie Zink-Luft-Batterien von **audifon** sind die umweltschonende und langlebige Form der Energieversorgung für moderne Hörgeräte.

Batteriegröße	Farbcode	Kapazität	Gewicht
675	● Blau	650 mAh	ca. 1,83 g
13	● Orange	300 mAh	ca. 0,83 g
312	● Braun	170 mAh	ca. 0,58 g
10	● Gelb	100 mAh	ca. 0,30 g

### Technische Angaben

- In den Größen 675, 13, 312 und 10 erhältlich.
- **audifon** Batterien sind frei von Quecksilber und somit umweltschonender als konventionelle Hörgerätebatterien.
- Bei optimaler Lagerung weisen Batterien von **audifon** eine hervorragende Haltbarkeit auf. Bitte achten Sie auf Lagerung bei Raumtemperatur. Hitze und Kälte können die Lebensdauer der Batterien beeinflussen.
- Die Lebensdauer von **audifon** Batterien ist abhängig von der Verstärkung des Hörgeräts und von der Verwendungsdauer. **audifon** Batterien zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer aus.



### Zentrale

audifon GmbH & Co. KG  
 Werner-von-Siemens-Straße 2  
 99625 Köllda  
 Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590

Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com

[www.audifon.com](http://www.audifon.com)