

ESCUCHE LA VIDA

●● Audífonos y accesorios de audifon



CONTENIDO

• Reconocer a tiempo la pérdida auditiva es ganar calidad de vida	3
• Calidad en el diseño y la producción	4
• Oír mejor con los dos oídos	6
• Efectos de la pérdida auditiva en la comprensión del habla	7
AUDÍFONOS RETROAURICULARES.....	8
• Colores.....	10
• Accesorios.....	11
AUDÍFONOS INTRA AURICULARES	12
• Sonido natural y comprensión óptima del habla	14
• Mejor comprensión en entornos ruidosos	16
• Cuidado de sus audífonos.....	18

• Reconocer a tiempo la pérdida auditiva es ganar calidad de vida

La pérdida auditiva es un proceso latente que avanza durante mucho tiempo sin que la persona lo perciba.

Debido a ello, los problemas auditivos suelen reconocerse y tratarse demasiado tarde.

¿Sabía que esto puede causar problemas graves sobre todo a las personas mayores?

Los problemas auditivos no tratados dificultan la participación en la vida social. Además, el cerebro aprende a manejar los tonos perdidos, de manera similar a lo que sucede con los músculos que no se entrenan con regularidad. Como resultado, la comprensión del habla

resulta cada vez más difícil, sobre todo en situaciones complicadas.

Por ello, ante cualquier dificultad auditiva, los otorrinolaringólogos y audiólogos recomiendan el uso precoz de audífonos.

Si usted también padece pérdida auditiva: ¡Actúe a tiempo! Pida consejo a su audiólogo. Una prueba de audición gratuita le dará seguridad y solo dura unos pocos minutos.

•• Calidad en el diseño y la producción

Creemos que llevar un audífono moderno y potente debería ser tan natural como llevar gafas. Para crear este tipo de aparatos, combinamos la tecnología más avanzada con la máxima fiabilidad. Porque nuestro objetivo es que usted vuelva a oír bien en todas las situaciones de su vida.

Para brindarle una experiencia auditiva óptima, desarrollamos y fabricamos nuestros productos en nuestro centro de calidad de Alemania.

Si le preocupa la estética de los audífonos: ¿Sabía que hoy en día son casi indistinguibles de esos auriculares inalámbricos a los que

tantos amantes de la música ya no quieren renunciar?

Y por cierto: con los audífonos de audifon, por fin podrá volver a disfrutar de la música.

La calidad en el diseño y en la producción, así como la excelente relación calidad-precio, son la clave de nuestro éxito. ¡Confíe usted también en nuestra experiencia!

Descubra las ventajas de nuestra moderna tecnología para audífonos "made in Germany".



•• Oír mejor con los dos oídos

Los órganos sensoriales humanos tienen un diseño multidimensional: Nuestros dos ojos nos permiten ver en tres dimensiones. Con los dos orificios nasales, localizamos los olores. El ser humano necesita que sus dos oídos funcionen igual de bien para orientarse en el espacio, disfrutar de una buena comprensión del habla y percibir los sonidos con una alta calidad.


Por eso, en la mayoría de casos de pérdida auditiva, es preciso usar dos audífonos para que ambos oídos procesen correcta y homogéneamente los estímulos acústicos. Una pérdida auditiva es latente y, con frecuencia, avanza sin que la persona afectada se dé cuenta de ello. Los sonidos se vuelven

más apagados y difusos, lo que dificulta considerablemente la comprensión.

Como resultado, resulta imposible distinguir algunos fonemas similares, por ejemplo t, d, b, k, g. Las palabras suenan casi igual. Seguir una conversación es cada vez más difícil y frustrante.

En el "plátano del habla" que se muestra a la derecha (sombreado en gris), se resalta la gama de volumen y tono en la que se produce con más frecuencia el lenguaje hablado. La experiencia ha demostrado que primero empeora la audición de las frecuencias altas.

•• Efectos de la pérdida auditiva en la comprensión del habla



Frecuencia, medida en hercios (Hz)

En promedio, las personas son capaces de oír frecuencias comprendidas entre los 20 y los 20.000 hercios. Con la edad, disminuye la audibilidad de las frecuencias altas.

Nivel de presión sonora, medido en decibelios (dB)

El nivel de presión sonora determina el volumen de un sonido. Cuanto más alto es, más fuerte se percibe un sonido.

AUDÍFONOS RETROAURICULARES

Los audífonos de audifon convencen tanto por su tecnología como por su diseño y su comodidad de uso.

Junto con su audiólogo, podrá elegir el modelo de audífono que mejor se adapte a sus necesidades individuales.

Nuestros audífonos retroauriculares están disponibles con tecnología Bluetooth opcional de 2,4 GHz. Esta conectividad le permitirá, por un lado, transmitir sonido y, por otro, usar la app audifon para manejar a distancia sus audífonos.



Audífonos RITE con unidad receptora

VENTAJAS PARA USTED

- Mayor calidad de sonido gracias a la colocación del altavoz en el conducto auditivo
- Apenas se notan
- Fáciles de colocar
- Los demás apenas los ven
- Se escucha un sonido natural, puesto que el conducto auditivo externo no está cerrado
- Flexibles incluso si empeora la audición
- Opcional: Conectividad y streaming
- Opcional: con batería de iones de litio



Con ganancia media

VENTAJAS PARA USTED

- Fáciles de manejar
- Fáciles de colocar
- Óptimo ajuste
- Opcional: disponibles con un tubo más fino que los hace menos visibles en el oído
- Opcional: Conectividad y streaming



Con ganancia extra alta


VENTAJAS PARA USTED

- Altos valores de ganancia cuando la pérdida auditiva es severa
- Fáciles de manejar
- Fáciles de colocar
- Óptimo ajuste

Ilustraciones de ejemplo

•• Colores

Una vez seleccionado el diseño de audífono adecuado para usted, puede elegir un color lacado o sin lacar* de nuestra gama, que combina con una amplia variedad de colores de pelo y tonos de piel.



* La paleta de colores mostrada no está disponible para todos los modelos.

•• Accesorios



charge & dry

VENTAJAS PARA USTED

- Le permitirá cargar y secar cómodamente sus audífonos con pilas
- La estación de carga permite recargar hasta 3 veces gracias al power bank



multistreamer pro*

VENTAJAS PARA USTED

Todo en uno: transmisión directa de fuentes de sonido externas a los audífonos:

- Sonido cristalino al oír el televisor
- Disfrute relajado de música y audiolibros
- Micrófono de alcance remoto para entender sin esfuerzo a interlocutores distantes, por ejemplo en una conferencia
- Llamadas con manos libres

*Accesorio opcional

AUDÍFONOS INTRA AurICULARES



Audífonos intraauriculares estándar

VENTAJAS PARA USTED

- Fáciles de colocar
- Se alojan en el lugar natural para la recepción del sonido
- Ideales para personas que llevan gafas

¿Prefiere mejorar su audición sin llamar la atención? Los audífonos intraauriculares de audifon le convencerán con un rendimiento que usted podrá oír y sentir.



Audífonos intraauriculares mini

VENTAJAS PARA USTED

- Discretos y apenas visibles para los demás
- Fáciles de colocar
- Se alojan en el lugar natural para la recepción del sonido
- Ideales para personas que llevan gafas

Todo ello es posible gracias a nuestra alta calidad de fabricación "made in Germany" y al ajuste personalizado de la forma para cada usuario.



Audífonos intraauriculares micro

VENTAJAS PARA USTED

- Tienen la forma más pequeña posible
- Son prácticamente invisibles para los demás
- Se alojan en el lugar natural para la recepción del sonido
- Ideales para personas que llevan gafas

Ilustraciones de ejemplo






•• Sonido natural y comprensión óptima del habla

Con los audífonos de audifon, podrá volver a participar plenamente en la vida. Y gracias a sus diversas opciones de ajuste, podrá adaptarse incluso a situaciones en que cuesta oír bien.


La calidad de sonido de nuestros audífonos es natural y totalmente convincentemente.



10K HD SOUND – SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 10 K
Espectro sonoro completo para sus oídos



ADAPTIVE SOUND ZOOM
Para enfocarse en lo esencial



SCENE DETECT
Para oír óptimamente en cualquier situación

VENTAJAS PARA USTED

- Con un ancho de banda de audio de hasta 10 kHz, nuestros audífonos se acercan mucho a la audición natural y permiten, entre otras cosas, entender mejor a quienes están hablando
- Disfrutará de un sonido natural, sobre todo al escuchar música

VENTAJAS PARA USTED

- Su audífono audifon se centrará automáticamente en la fuente de sonido, por ejemplo un interlocutor
- Podrá centrarse mejor en el contenido durante una conversación
- Menos ruido de fondo
- Mayor comodidad de escucha en entornos ruidosos

VENTAJAS PARA USTED


- Su audífono audifon reconocerá automáticamente las distintas situaciones auditivas, por ejemplo "Voz con ruido", "Viento" o "Música" y se ajustará automáticamente a ellas sin necesidad de cambios manuales
- Eso le permitirá una óptima comprensión del habla con independencia de la situación en la que se encuentre



•• Mejor comprensión en entornos ruidosos

Cada día, nos encontramos en entornos ruidosos muy diversos. No obstante, para que solo se amplifiquen los sonidos/señales que son importantes para usted, hemos equipado nuestros audífonos de audifon con las más diversas tecnologías.

Gracias a ellas, usted podrá charlar relajadamente en los momentos ruidosos.



ADAPTIVE FEEDBACK GUARD
Adiós para siempre a los molestos pitidos

VENTAJAS PARA USTED

- Se eliminan los molestos pitidos
- Los audífonos se llevan sin dificultad



**ADAPTIVE NOISE GUARD Y
MACHINE NOISE GUARD**
Para oír cómodamente en situaciones ruidosas

VENTAJAS PARA USTED

- Reduce en una fracción de segundo el volumen de las fuentes de ruido muy intensas, por ejemplo aspiradoras, sistemas de aire acondicionado o tranvías
- Al mismo tiempo, se mantiene el habla y la comprensión resulta más sencilla



WIND SHIELD
Reducción de los ruidos del viento

VENTAJAS PARA USTED

- Paseando por la playa, yendo en bicicleta, callejeando por la ciudad... gracias a la supresión del ruido del viento, disfrutará relajadamente de cualquier actividad al aire libre

•• Cuidado de sus audífonos

Todos los audífonos tienen una cosa en común:

Están en contacto directo con la piel y, por tanto, están expuestos, entre otras cosas, al sudor. A largo plazo, esto puede causar daños en el aparato. Por eso, tanto los audífonos retroauriculares como los intraauriculares de audifon están fabricados para que la humedad no los dañe.

No obstante, debe secar sus audífonos cada día. Audifon ofrece productos de cuidado que garantizan un perfecto funcionamiento de los audífonos y una óptima audición durante mucho tiempo. Pida consejo a su audiólogo.



SERIE PRO CARE PARA EL CUIDADO

VENTAJAS PARA USTED

- Productos especiales para limpiar y secar de forma higiénica, rápida y cuidados
- Prolonga la durabilidad y el funcionamiento de sus audífonos



MG Développement
www.mg-developpement.com/
Kleinmann GmbH
<https://kleinmann.net/>



ESTACIONES DE SECADO

VENTAJAS PARA USTED

- Secado totalmente automático de sus audífonos con solo pulsar un botón
- Desinfección mediante luz UV-C
- Ideal para viajes



BAÑO DE ULTRASONIDOS U-SONIC

VENTAJAS PARA USTED


- Limpieza higiénica de sus moldes auriculares*
- Basta con empezar el proceso de limpieza y el baño ultrasónico se encargará automáticamente de todo lo demás

*Los audífonos, componentes electrónicos y unidades receptoras no se deben limpiar en un dispositivo de limpieza por ultrasonidos. Véanse también las instrucciones de uso.



flow-med GmbH · www.flow-med.com

Su audiólogo



*) Los productos descritos han sido sometidos a evaluaciones de conformidad independientes y cumplen los reglamentos o directivas de la UE exigidos.

Si en el cumplimiento ha intervenido un organismo notificado, el número de cuatro cifras identifica al organismo notificado.

M A D E I N G E R M A N Y

