

●● kami XS




- 10k HD Sound
- Adaptive Sound Zoom
- Sound Zoom
- Adaptive Noise Guard
- Expansión (Squelch)
- Wind Shield
- Adaptive Feedback Guard
- Feedback Check
- 12 Canales WDCR
- Multi Channel MPO
- Max. 4 programas
- Conmutador (programable)
- Alarma de pila baja
- Encendido retardado
- Seguro del compartimiento de pila
- Auto T-Coil/Auto Phone
- Bobina telefónica
- Módulo tinnitus
- Data Logging
- Live View
- MySound!
- Capa repelente al agua
- Opciones: Easy Thin Tube System

**Datos técnicos**

	EN 60118-7:2005 (Acoplador 2cm <sup>3</sup> )	EN 60118-0/A1:1994 (Simulador de oído)	ANSI S3.22-2009 (Acoplador 2cm <sup>3</sup> )
<b>Voltaje de funcionamiento</b>	1,30 V	1,30 V	1,30 V
<b>Ganancia acústica (50 dB SPL)</b>			
HFA	52 dB	-	52 dB
1600 Hz	-	66 dB	-
Valor pico	61 dB	66 dB	61 dB
<b>Saturación de salida (90 dB SPL)</b>			
HFA	119 dB SPL	-	119 dB SPL
1600 Hz	-	132 dB SPL	-
Valor pico	127 dB SPL	132 dB SPL	127 dB SPL
<b>Referencia de prueba de ganancia</b>	42 dB	56 dB	42 dB
<b>Sensitividad acústica inductiva</b>	80 dB SPL	93 dB SPL	104 dB SPL
<b>Rango de frecuencia</b>	100 Hz-9800 Hz	100 Hz-6000 Hz	100 Hz-9800 Hz
<b>Distorsión armónica total</b>			
500/800/1600 Hz	3/1/1 %	3/2/2 %	3/1/1 %
<b>Nivel de ruido de ingreso</b>	23 dB	18 dB	23 dB
<b>Corriente de pila</b>	1,24 mA	1,19 mA	1,24 mA
<b>Tipo de pila</b>	10	10	10
<b>Rendimiento promedio de pila</b>	60 h	60 h	60 h
<b>Enmascarador de tinnitus*</b>			
Nivel de ruido (RMS)	111	119	111
Rango de frecuencia	200 Hz-5000 Hz	400 Hz-8000 Hz	200 Hz-5000 Hz

\* Sólo cuando se activa el modulo de tinnitus en audifit.



- 1 Entradas de sonido de micrófono
- 2 Interruptor tipo balancín
- 3 Entrada de audio directa, opcional
- 4 Compartimiento de pila/Encendido/ Apagado
- 5 Bloqueo de compartimiento de pila
- 6 Diferenciador de lados Rojo/Azul

**Estándar**



**Programación**


Cable:	Set de cables H o I
Pila:	Sin pila
Caja de programación:	HI-PRO/HI-PRO II HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5.5



●● kami XS


Rango de adaptación

Pérdida/dB



El área sombreada corresponde a kami XS con adaptación abierta y tubo fino.


Ruido en la banda de tres octavos\*




\* Para las mediciones de las curvas se usó el simulador de oído (EN 60318-4:2010). El generador de ruido sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-4:2010) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima



Ganancia




Referencia de prueba de ganancia (RTG)




Todas las curvas están medidas con un adaptador 2cm<sup>3</sup> (EN 60318-5:2006) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima




Ganancia



Referencia de prueba de ganancia (RTG)



Sensibilidad acústica inductiva



Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.