

●● sueno pro S



- Módulo tinnitus
- 9 Canales WDCR
- Max. 4 programas
- Conmutador balancín (Rocker switch)
- Alarma de pila baja
- Start-up Delay
- Data Logging
- nanoShield


Accesorios:

- Thin Tube System

Datos técnicos

EN 60118-0:2015 (Acoplador 2 cm³) & ANSI S3.22-2014 (Acoplador 2 cm³)

Voltaje de funcionamiento	1,30 V
Nivel de ruido (RMS)	70 dB
Rango de frecuencia	600 Hz–6400 Hz
Corriente de pila	1,16 mA
Tipo de pila	312
Rendimiento promedio de pila	120 h



- 1 Interruptor tipo balancín
- 2 Entrada de audio directa, opcional
- 3 Compartimiento de pila/Encendido/ Apagado

Estándar



Programación

Cable:	Cabel Set H or I
Pila:	without Battery
Caja de programación:	HI-PRO/HI-PRO 2 HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5.8



●● sueno pro S

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-5:2015) en condiciones de medición.

Ruido en la banda de tres octavos

